

APWD 332
Sikurv
flad, med 5 silikoneinddelinger.



- Stor perforering og næsten total dækning under skylning
- Ideel placering og sikring af instrumenter i bakke
- Bekvem åbning/lukning med en hånd
- Passer til steril beholder APWD 334
- Dimensioner: 273 x 176 x 30 mm

EAN: 4002516910022 / Materiale nummer: 12752360 /
Gammelt materiale nummer: 69633200D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Termodesinfektorer med stor kapacitet, dental	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Små sterilisatorer	•
Produktilknytning	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Sikurve	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Silikone
Farve	Rustfrit stål, Gul
Anvendelsesområde	
Genbehandling af oftalmologiinstrumenter	•
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af VET-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter til fodpleje	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	30
Udvendigt mål, nettobredde i mm	176
Udvendigt mål, nettodybde i mm	273
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	45
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	245
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	290
Nettovægt i kg	0,53
Bruttovægt i kg	0,55