

## APWD 334

Steril beholder

til fyldning af sikurve, enten 1 x APWD 331 eller 1 x APWD 332.



- Lågforsøgling uigennemtrængelig for kim
- Hurtig og kontaminationsfri fjernelse af låg under steriltforsyning
- Nem frigørelse af filter for udskiftning til genbrugeligt filter
- Kan stables – mindre pladsbehov
- Dimensioner: 312 x 190 x 46 mm

EAN: 4002516910039 / Materiale nummer: 12752500 /

Gammelt materiale nummer: 69633400D

| Produktkategori                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Termodesinfektorer                            | •             |
| Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin | •             |
| Små sterilisatorer                            | •             |
| Produkttilknytning                            |               |
| PST 1710                                      | •             |
| PST 1720                                      | •             |
| PST 2210                                      | •             |
| PST 2220                                      | •             |
| PWD 8682                                      | •             |
| PWD 8682 CD                                   | •             |
| PWD 8692                                      | •             |
| Produktkategori                               |               |
| Opbevarings-/transportsystem                  | •             |
| Sterile beholdere                             | •             |
| Produktegenskaber                             |               |
| Materiale                                     | Aluminium     |
| Farve                                         | Rustfrit stål |
| Anvendelsesområde                             |               |
| Genbehandling af oftalmologinstrumenter       | •             |
| Genbehandling af ØNH-instrumenter             | •             |
| Genbehandling af tandlægeinstrumenter         | •             |
| Genbehandling af VET-instrumenter             | •             |
| Genbehandling af instrumenter til fodpleje    | •             |
| Genbehandling af OP-instrumenter              | •             |
| Genbehandling af instrumenter med hulrum      | •             |
| Kapacitet                                     |               |
| DIN-sikurve [antal]                           | 1             |
| Mål og vægt                                   |               |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm                | 46            |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm               | 190           |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm                | 312           |
| Udvendigt mål, bruttonøjde i mm               | 50            |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm              | 190           |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm               | 320           |
| Nettovægt i kg                                | 0,89          |
| Bruttovægt i kg                               | 0,99          |