

APWD 335
Steril beholder
til fyldning af en APWD 333 sikurv.



- Lågforsøgning uigennemtrængelig for kim
- Hurtig og kontaminationsfri fjernelse af låg under sterilforsyning
- Nem frigørelse af filter for udskiftning til genbrugeligt filter
- Kan stables – mindre pladsbehov
- Dimensioner: 312 x 190 x 65 mm

EAN: 4002516909668 / Materiale nummer: 12752580 /
Gammelt materiale nummer: 69633500D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Små sterilisatorer	•
Produkttilknytning	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Opbevarings-/transportsystem	•
Sterile beholdere	•
Produktegenskaber	
Materiale	Aluminium
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af oftalmologinstrumenter	•
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af VET-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter til fodpleje	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Kapacitet	
DIN-sikurve [antal]	1
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	65
Udvendigt mål, nettobredde i mm	190
Udvendigt mål, nettodybde i mm	312
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	70
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	190
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	320
Nettovægt i kg	0,94
Bruttovægt i kg	1,05