

APWD 336
Genbrugeligt filter
til op til 1000 cyklusser.



- Opnå gode tørreresultater i beholdere
- Modstandsdygtig og holdbar
- 2 aggregater pr. pakke
- Til brug i APWD 334 og APWD 335

EAN: 4002516909903 / Materiale nummer: 12752660 /
Gammelt materiale nummer: 69633600D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Små sterilisatorer	•
Produkttilknytning	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Genbrugelige filtre	•
Produktegenskaber	
Materiale	Kunststof
Farve	Hvid
Anvendelsesområde	
Genbehandling af oftalmologiiinstrumenter	•
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af VET-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter til fodpleje	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	215
Udvendigt mål, nettobredde i mm	94
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	15
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	255
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	255
Nettovægt i kg	0,08
Bruttovægt i kg	0,17