

APWD 337

Holder

til identifikationsplader i størrelsen 56 x 18 mm.



- Til brug på sikurvene APWD 331, APWD 332 og APWD 333

EAN: 4002516910015 / Materiale nummer: 12752730 /
Gammelt materiale nummer: 69633700D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Termodesinfektorer med stor kapacitet, dental	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Små sterilisatorer	•
Produkttilknytning	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Holder til sikurve	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af oftalmologiinstrumenter	•
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af VET-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter til fodpleje	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	56
Udvendigt mål, nettobredde i mm	18
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	120
Nettovægt i kg	0,00
Bruttovægt i kg	0,01