

ProCare Tex 11 - 800 g
 Universalvaskemiddel, i pulverform, mildt alkalisk, 800 g
 til vask af hvide og farveægte tekstiler.



- Til brug i Miele Professional-vaskemaskiner
- Særligt effektiv allerede ved lave temperaturer
- Biologisk aktive enzymer, indeholder aktiv ilt
- Meget god snavs- og fedtopløsningskraft

EAN: 4002516900078 / Materiale nummer: 12833700 /
 Gammelt materiale nummer: 59705401V1

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Dosering	
Mulighed for tilpasning af doseringskoncentrationen	•
Manuel dosering	•
Kan anvendes ved alle vandhårheder	•
Produktegenskaber	
Medietype	Universalvaskemiddel
Alkalitet	Alkalisk
Aggregatform	Rengøringsmiddel i pulverform
Indholdsstoffer	Aktiv ilt, Alkalier, Enzymer, Optisk hvidt, Zeolitter
pH-værdi ved 20 °C	10,0-11,0
Bedre rengøringseffekt med enzymer	•
Fosfatfri	•
Virksom ved temperaturer mellem 30-90 °C	•
Særlig effektiv ved lave temperaturer	•
Fri for mikroplast	•
Nem håndtering	•
Vaskeeffekt	
Fjernelse af snavs	•
Fjernelse af protein	•
Fjernelse af fedt	•
Blegevirkning	•
Anvendelse	
Selvbetjeningssystemer	•
Hoteller og pensionater	•
Spa, wellness og sport	•
Skoler og vuggestuer	•
Små virksomheder	•
Ældrecentre og plejehjem	•
Lægepraksisser og klinikker	•
Restauranter, barer og catering	•
Oplysninger om opbevaring	
Min. opbevaringstemperatur i °C	0
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Opbevares tørt og frostsikkert	•
Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	150
Udvendigt mål, nettobredde i mm	120
Udvendigt mål, nettodybde i mm	120
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	125
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	125
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	160
Påfyldningsvægt i g	800

ProCare Tex 11 - 800 g
Universelvaskemiddel, i pulverform, mildt alkalisk, 800 g
til vask af hvide og farveægte tekstiler.



EAN: 4002516900078 / Materiale nummer: 12833700 /
Gammelt materiale nummer: 59705401V1

Bruttovægt i kg

0,91 kg

Normer og godkendelser

GHS/CLP-konform

•