

E 900-6

Vogn

til optimal rengøring af instrumenter på 6 niveauer.



- Udstyret med tilslutninger til hulrumsinstrumenter
- Fyldningskapacitet: 18 DIN-filtre*
- Udstyret med 3 indbyggede spulearme
- Fyldningsmålet for de enkelte niveauer er forskellige
- Magnetliste til automatisk vogntegning (inkl. magneter ML)

* DIN-filtre: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002516932345 / Materiale nummer: 12889770 /

Gammelt materiale nummer: 69590009D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Vogn til indsatser	•
Injektorvogne til opbevaring af sikurve	•
Vogne til MIC-instrumenter	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kapacitet	
DIN-sikurve [antal]	18
SPRI-sikurve [antal]	12
Instrumenter med hulrum [antal]	16
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	553
Udvendigt mål, nettobredde i mm	636
Udvendigt mål, nettodybde i mm	790
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	680
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	560
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	650
Nettovægt i kg	12,85
Bruttovægt i kg	12,85
Tilbehørspakke	
Magnetliste til automatisk vogntegning (inkl. magneter) [antal]	1