

E 941

Vogn

til optimal anbringelse af moduler på 2 niveauer.



- Afhængigt af servicets størrelse kan der anvendes op til 2 moduler pr. niveau
- Opkobling af vogn til tilførsel af vand og tørreluft
- Fyldningsmålene på begge niveauer er forskellige

EAN: 4002516949404 / Materiale nummer: 12895230 /

Gammelt materiale nummer: 69594102D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Vogne til ortopædkirurgiske instrumenter	•
Andre vogne	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Tilbehørspakke	
Magnetliste til automatisk vogngenkendelse (inkl. magneter) [antal]	1