

E 935/2

Vogn

til optimal rengøring af instrumenter på 3 niveauer.



- Fyldningskapacitet: 9 DIN-filter*
- Udstyret med 2 indbyggede spulearme
- Fyldningsmålet for de enkelte niveauer er forskellige
- Magnetliste til automatisk vognregistrering (inkl. magneter)

* DIN-filter: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002516948476 / Materiale nummer: 12895280 /
Gammelt materiale nummer: 69593504D

Produktkategori	
Store laboratorieopvaskemaskiner	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Vogn til indsatser	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål, Lilla
Kapacitet	
DIN-sikurve [antal]	9
SPRI-sikurve [antal]	6
Tilbehørspakke	
Magnetliste til automatisk vogngenkendelse (inkl. magneter) [antal]	1