

E 944/2

Modul

til optimal anbringelse af glas med smal hals 500-1.000 ml.



- 15 dyser (E 352) 6 x 220 mm med fikseringer (E 354)

EAN: 4002516948469 / Materiale nummer: 12897160 /

Gammelt materiale nummer: 69594404D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Indsats/modul til smalhalsede glas	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	15