

E 957

Vogn

til optimal anbringelse af op til 12 store laboratorieglass.



- Udstyret med 12 dyser med Ø 10 mm
- Højdeindstillelige holderammer
- Magnetliste til automatisk vognregistrering
- Maksimal fyldningshøjde fra hyldeplads: 615 mm mm
- Kræver et ombygningssæt A 857 (medfølger ikke) til brug i PLW 861x

EAN: 4002516949695 / Materiale nummer: 12901310 /

Gammelt materiale nummer: 69595702D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Andre vogne	•
Modul til store laboratorieglass	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Maksimum fyldningshøjde i mm	615
Kapacitet	
Store laboratorieglass [antal]	12