

ProCare Universal 70 ST - 750 ml

Universalrengøringsmiddel, mildt alkalisk, 750 ml

til skånsom fjernelse af fedtresten og snavs.



- Effektivt koncentrat til de bedste rengøringsresultater
- Fremragende opløsningssevne til olie og fedt
- Skånsom mod materialet
- Anbefales til Miele Professional- og Steelco-produkter i rustfrit stål
- Tildelt EU Ecolabel
- Genanvendelig emballage

EAN: 4002516954507 / Materiale nummer: 12938290 /

Gammelt materiale nummer: 66917702V1

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
ProfiLine-opvaskemaskiner	•
Tankopvaskemaskiner	•
Tankopvaskemaskiner til gennemstik	•
Vaskemaskiner	•
Tørretumblere	•
Laboratorieopvaskemaskiner	•
Store laboratorieopvaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, dental	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner til medicinalindustrien	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner med stor kapacitet, medicin	•
Små sterilisatorer	•
Anvendelsesmuligheder	
Rengøring af rustfrit stål	•
Manuel vedligeholdelse	•
Fjernelse af stivelsesbelægninger	•
Fjernelse af hårdnakkede eller indtørrede rester	•
Fjernelse af fedt	•
Fjernelse af olie	•
Fjernelse af protein	•
Fjernelse af blod	•
Dosering	
Manuel dosering	•
Produktegenskaber	
Medietype	Rengøringsmiddel til rustfrit stål
Aggregatform	Flydende koncentrat
Indholdsstoffer	Glykolethere, Sekvestringsmiddel (ingen fosfater), Opløselighedsfremmer, Tensider
pH-værdi ved 20 °C	10,8
Genanvendelig emballage	•
God rengøringssevne	•
Uden fosfater	•
Uden fosforforbindelser	•
Uden silikater	•
Meget skånsom mod materialet	•
Tensidholdigt intensivt rengøringsmiddel	•
Stærkt emulgerende og dispergerende virkning	•
Meget god materialetolerance	•
Uden mikroplast	•

ProCare Universal 70 ST - 750 ml

Universalrengøringsmiddel, mildt alkalisk, 750 ml

til skånsom fjernelse af fedtresten og snavs.



EAN: 4002516954507 / Materiale nummer: 12938290 /

Gammelt materiale nummer: 66917702V1

Oplysninger om opbevaring

Min. opbevaringstemperatur i °C

5

Maks. opbevaringstemperatur i °C

25

Mål og vægt

Udvendigt mål, nettohøjde i mm

297

Udvendigt mål, nettobredde i mm

94

Udvendigt mål, nettodybde i mm

63

Udvendigt mål, bruttohøjde i mm

60

Udvendigt mål, bruttbredde i mm

90

Udvendigt mål, bruttdybde i mm

260

Bruttovægt i kg

0,81

Kapacitet i ml

750

Normer og godkendelser

EU-Ecolabel

•

Testnumre

EU Ecolabel: DE/020/507

•