

Neodisher Mediclean Forte Barrel
Flydende rengøringsmiddel til rengøring af instrumenter, 200 L
Til professionel brug på hospitaler

EAN: 4029577123796 / Materiale nummer: 99000211 /
Gammelt materiale nummer: DK69997212



- Til automatiseret rengøring af MIS instrumenter og endoskoper
- Velegnet til narkoseudstyr og containere m.v.
- Til manuel rengøring af termostabile og termolabile instrumenter
- Til iblødsætning eller ultralydsbad
- Velegnet til instrumenter lavet af rustfrit stål og plastik m.v.
- Fjerner rester af indtørret/ denatureret blod
- Reducerer mængden af organisk materiale
- PH-værdi: 10,4 – 10,8