

Neodisher La à 4 X 3 Kg.

Alkalisk rengøringsmiddel til specialopvaskemaskiner, 4x3 kg

Til professionel brug i laboratorier

EAN: / Materiale nummer: 99000733 / Gammelt materiale nummer: DK69997128



- Pulverform
- Til maskinel rengøring af laboratorieglass- og redskaber
- Til brug i laboratorier inden for kosmetik-, fødevarer-, mineral og medicinalindustrien
- Alkalisk formulering og højt indhold af emulgatorer
- Fjerner effektivt bl.a. olie, fedt, plastik og paraffiner
- Bør ikke anvendes sammen med aluminium og letmetaller
- PH-værdi: 12,0 – 12,8