

Ersatzteile Küche
Sitko na uvoľnené vlákna
na filtrovanie žmolkov v sušičkách bielizne

EAN: 4002511409422 / Číslo materiálu: 01548306 / Číslo starého materiálu:



- plastový rám so sieťovinou
- možnosť vybratia na vyčistenie
- na použitie v otvore dverí
- použiteľné vpravo a vľavo
- rozsah dodávky: 1 kus
- pre T3xx, T4xx, T5xx, T1xxx, T5xxx
- súčiastku porovnať so zobrazeným náhradným dielom