

Ersatzteile Küche  
Sitko na uvoľnené vlákna  
na filtrovanie žmolkov v sušičkách bielizne

EAN: 4002512525305 / Číslo materiálu: 04759513 / Číslo starého materiálu:



- plastový rám so sieťovinou
- možnosť vybratia na vyčistenie
- na použitie v otvore dverí
- použiteľné vpravo a vľavo
- rozsah dodávky: 1 kus
- pre T2xx, T4xxx, T8xxx
- súčiastku porovnať so zobrazeným náhradným dielom