

DGGL 1

Perforovaná naparovacia miska
pre všetky parné rúry DG okrem DG 7000.

EAN: 4002512309219 / Číslo materiálu: 05001370 / Číslo starého materiálu: 22996084D



- Na varenie zeleniny, rýb, mäsa a zemiakov bez vývarov
- Perfektné na rozmrazovanie potravín
- Objem: 1,5 l, Úžitkový objem: 0,9 l
- Vonkajšie rozmery Š x H x V: 325 x 176 x 40 mm
- Profesionálne príslušenstvo z európskej produkcie