

DGG 2

Neperforovaná naparovacia miska
pre všetky parné rúry DG okrem DG 7000.

EAN: 4002512309226 / Číslo materiálu: 05001390 / Číslo starého materiálu: 22996085D



- Na prípravu jedál v omáčkach, vo vývaroch či vode
- Napr. na prípravu cestovín, ryže, polievok a nákyrov
- Objem: 2,5 l, Úžitkový objem: 2,0 l
- Vonkajšie rozmery Š x H x V: 325 x 176 x 60 mm
- Profesionálne príslušenstvo z európskej produkcie