

DGG 3

Neperforovaná naparovacia miska
pre všetky parné rúry DG okrem DG 7000.

EAN: 4002512309233 / Číslo materiálu: 05001400 / Číslo starého materiálu: 22996086D



- Na prípravu jedál v omáčkach, vo vývaroch či vode
- Napr. na prípravu cestovín, ryže, polievok a nákyrov
- Objem: 4,0 l, Úžitkový objem: 3,1 l
- Vonkajšie rozmery Š x H x V: 325 x 265 x 65 mm
- Profesionálne príslušenstvo z európskej produkcie