

DGGL 4

Perforovaná naparovacia miska
pre všetky parné rúry DG okrem DG 7000.

EAN: 4002512445009 / Číslo materiálu: 05379570 / Číslo starého materiálu: 22996087D



- Na varenie zeleniny, rýb, mäsa a zemiakov bez vývarov
- Perfektné na rozmrazovanie potravín
- Objem: 4,0 l, Úžitkový objem: 3,1 l
- Vonkajšie rozmery Š x H x V: 325 x 265 x 60 mm
- Profesionálne príslušenstvo z európskej produkcie