

GP DC DDG 1001 L
Systémový čistič a odvápnovač, 1000 ml
na odvápnenie tlakových parných rúr.

EAN: 4002514303871 / Číslo materiálu: 06823121 / Číslo starého materiálu:



- Dôkladné odstránenie vápenatých usadenín
- Vysoká účinnosť a pritom šetrné odvápnenie
- Bezpečné použitie — špeciálne zloženie Miele
- Žiadne zvyšky chémie po odvápnení
- Najlepšia starostlivosť pre dlhoročnú spoľahlivosť