


KFR 9000

Polica na fľaše

pre bezpečné, priestorovo úsporné skladovanie fliaš v chladničke.

EAN: 4002514270203 / Číslo materiálu: 06962260 / Číslo starého materiálu: 36996040EU1



- Pre chladničky s mrazničkou KFN 2x1xx
- Na vodorovné a nehybné uskladnenie, napr. vína
- Variabilné použitie na rôznych úrovniach zasunutia
- Z pochrómovaného kovu
- Až na 9 fliaš, podľa veľkosti a tvaru