


KFR 9007 PF

Polica na fľaše

pre bezpečné, priestorovo úsporné skladovanie fliaš v chladničke.

EAN: 4002514270210 / Číslo materiálu: 06962280 / Číslo starého materiálu: 36996041EU1



- Hodí sa pre zabudov. chladničky radu K 9000 so zónou PerfectFresh
- Až na 5 fliaš.
- Na vodorovné a nehybné uskladnenie, napr. vína
- Variabilné použitie na rôznych úrovniach zasunutia
- Z pochrómovaného kovu