


KFR 10061

Polica na fľaše

pre bezpečné, priestorovo úsporné skladovanie fliaš v chladničke.

EAN: 4002514522289 / Číslo materiálu: 07316080 / Číslo starého materiálu: 38991061EU1



- Pre všetky voľ. stoj. chlad. /komb. chladnič. s mrazničkou
- K 10 000 a 20 000 bez zóny PerfectFresh a 60 cm šírka
- Na vodorovné a nehybné uskladnenie, napr. vína
- Variabilné použitie na rôznych úrovniach zasunutia
- Až na 9 fliaš, podľa veľkosti a tvaru