


KFR 10067

Polica na fľaše

pre bezpečné, priestorovo úsporné skladovanie fliaš v chladničke.

EAN: 4002514522296 / Číslo materiálu: 07316090 / Číslo starého materiálu: 38991067EU1



- Na vodorovné a nehybné uskladnenie, napr. vína
- Variabilné použitie na rôznych úrovniach zasunutia
- Pre všetky voľ. stoj. chlad. /komb. chladnič. s mrazničkou
- K 10.000 so zónou PerfectFresh a šírkou 60 cm
- Až na 9 fliaš, podľa veľkosti a tvaru