

DGSB 1

Doska na krájanie

S 2 zasunutými naparovacími miskami.

EAN: 4002514759821 / Číslo materiálu: 07690220 / Číslo starého materiálu: 23996107D



- Vrátane dvoch naparov. misiek:
DGGL 8 a sklenenej tukovej tácky
- S 2 úrovňami zasunutia, napr. pre
naparovacie misky
- Z olejovaného buk. dreva s extra
protišmykovými silik. nožičkami
- So širokým žľabom, ktorý sa ľahko
čistí