

DGG 9

Neperforovaná naparovacia miska
pre všetky parné rúry DG okrem DG 7000.

EAN: 4002513538526 / Číslo materiálu: 08015103 / Číslo starého materiálu: 22899603D



- Na prípravu jedál v omáčkach, vo vývaroch či vode
- Napr. na prípravu cestovín, ryže, polievok a nákyrov
- Objem: 5,7 l, Úžitkový objem: 4,2 l
- Vonkajšie rozmery Š x H x V: 325 x 176 x 150 mm
- Profesionálne príslušenstvo z európskej produkcie