

DGG 7

Neperforovaná naparovacia miska
pre všetky parné rúry DG okrem DG 7000.

EAN: 4002513476262 / Číslo materiálu: 08019361 / Číslo starého materiálu: 22899611D



- Na prípravu jedál v omáčkach, vo vývaroch či vode
- Napr. na prípravu cestovín, ryže, polievok a nákyrov
- Objem: 4,0 l, Úžitkový objem: 2,8 l
- Vonkajšie rozmery Š x H x V: 325 x 176 x 100 mm
- Profesionálne príslušenstvo z európskej produkcie