

DGG 15

Neperforovaná napařovací miska

Na přípravu jedál v omáčkách, vo vývaroch, vode (napr. ryža, cestoviny).

EAN: 4002512330237 / Číslo materiálu: 08101330 / Číslo starého materiálu: 22899619D



- Objem: 2,0 l, Úžitkový objem: 1,7 l
- Vonk. rozmery: š x h x v: 325 x 265 x 40 mm
- S nerezovou povrchovou úpravou, hrúbka steny 0,6 mm
- Profesionálne príslušenstvo z európskej produkcie