

DGG 16

Neperforovaná naparovacia miska  
pre všetky parné rúry DG okrem DG 7000.

EAN: 4002513625653 / Číslo materiálu: 08109060 / Číslo starého materiálu: 22899623D



- Na prípravu jedál v omáčkach, vo vývaroch či vode
- Napr. na prípravu cestovín, ryže, polievok a nákyrov
- Objem: 0,77 l
- Vonkajšie rozmery Š x H x V: 325 x 176 x 20 mm
- Profesionálne príslušenstvo z európskej produkcie