

DGGL 8

Perforovaná naparovacia miska
pre všetky parné rúry DG okrem DG 7000.

EAN: 4002513714548 / Číslo materiálu: 08227240 / Číslo starého materiálu: 22899627D



- Na varenie zeleniny, rýb, mäsa a zemiakov bez vývarov
- Perfektné na rozmrazovanie potravín
- Objem: 2,0 l, Úžitkový objem: 1,7 l
- Vonkajšie rozmery Š x H x V: 325 x 265 x 40 mm
- Profesionálne príslušenstvo z európskej produkcie