

DGG 17

Neperforovaná naparovacia miska

Na prípravu jedál v omáčkach, vo vývaroch, vode (napr. ryža, cestoviny).

EAN: 4002513714555 / Číslo materiálu: 08227250 / Číslo starého materiálu: 22899628D



- Objem: 3,3 l, Úžitkový objem: 2,0 l
- Vonkajšie rozmery Š x H x V: 325 x 354 x 40 mm
- S nerezovou povrchovou úpravou, hrúbka steny 0,6 mm
- Profesionálne príslušenstvo z európskej produkcie
- Nie je možné použiť v tlakových parných rúrach Miele