

DGG 20

Neperforovaná napařovací miska

Na přípravu jedál v omáčkách, vo vývaroch, vode (napr. ryža, cestoviny).

EAN: 4002515060650 / Číslo materiálu: 08246340 / Číslo starého materiálu: 23996112D



- Objem: 2,4 l, Úžitkový objem: 1,8 l
- Vonkajšie rozmery Š x H x V: 450 x 190 x 40 mm
- S nerezovou povrchovou úpravou, hrúbka steny 0,6 mm
- Profesionálne príslušenstvo z európskej produkcie
- Vhodné špeciálne pre konvektomaty Miele