

DGGL 12

Perforovaná naparovacia miska

Na blanšírovanie alebo varenie zeleniny, rýb, mäsa a zemiakov a i.

EAN: 4002514849904 / Číslo materiálu: 08249430 / Číslo starého materiálu: 23996108D



- Objem: 5,4 l, Úžitkový objem: 3,3 l
- Vonkajšie rozmery Š x H x V: 448 x 386 x 40 mm
- S nerezovou povrchovou úpravou, hrúbka steny 0,6 mm
- Profesionálne príslušenstvo z európskej produkcie
- Vhodné špeciálne pre konvektomaty Miele