

DGGL 20

Perforovaná naparovacia miska

Na blanšírovanie alebo varenie zeleniny, rýb, mäsa a zemiakov a i.

EAN: 4002515014509 / Číslo materiálu: 08285410 / Číslo starého materiálu: 23996111D



- Objem: 2,4 l, Úžitkový objem: 1,8 l
- Vonkajšie rozmery Š x H x V: 450 x 190 x 40 mm
- S nerezovou povrchovou úpravou, hrúbka steny 0,6 mm
- Profesionálne príslušenstvo z európskej produkcie
- Vhodné špeciálne pre konvektomaty Miele