


KFR 30060 PF

Polica na fľaše

Na bezpečné a priestorovo úsporné odkladanie fliaš.

EAN: 4002515357545 / Číslo materiálu: 09552700 / Číslo starého materiálu: 36996047D



- Variabilné použitie na rôznych úrovniach zasunutia
- Na vodorovné a nehybné uskladnenie, napr. vína
- Z pochrómovaného kovu
- Vhodný pre chladničky K 30000 s PerfectFresh
- Až na 9 fliaš, podľa veľkosti a tvaru