

GP DC WG 0252 P

Odvápňovač 250 g

Zbaví umývačky riadu a automatické práčky nebezpečných usadenín vápnika.

EAN: 4002515584576 / Číslo materiálu: 10131060 / Číslo starého materiálu: 11997080EU5



- Jemný a šetrný vďaka prírodnej kyseline citrónovej
- Šetrí vyhrievacie teleso, bubny a iné konštrukčné časti
- Zabezpečí optimálny výkon prístroja — špeciálne zloženie Miele
- podľa potreby použiť 1- až 3-krát za rok
- Najlepšia starostlivosť pre dlhoročnú spoľahlivosť