

GP CL H 0502 L

Čistič rúr na pečenie „OvenClean“, 500 ml
pre najlepšie výsledky čistenia a bezpečné použitie.

EAN: 4002515602539 / Číslo materiálu: 10162540 / Číslo starého materiálu: 22996290EU2



- Ultrasilné odstraňovanie tukov bez rušivého vytvárania pachu
- Lhké čistenie vďaka gélovej konzistencii
- Vhodný aj pre PerfectClean
- Krátka doba pôsobenia od 10 min. do max. 1 hodiny bez ohrevu
- Najlepšia starostlivosť pre dlhoročnú spoľahlivosť