

DGG 50-40

Neperforovaná naparovacia miska

pre parnú rúru DG 7000, ako aj parnú rúru s mikrovlnkou DGM 6000/7000.

EAN: 4002515603987 / Číslo materiálu: 10168200 / Číslo starého materiálu: 23996120EU1



- Na prípravu jedál v omáčkach, vo vývaroch či vode
- Napr. na prípravu cestovín, ryže, polievok a nákyrov
- Objem: 2,2 l, užitočný objem: 1,6 l
- Vonkajšie rozmery Š x H x V: 375 x 197 x 40 mm
- Nevhodné pre mikrovlnnú prevádzku!