

DGG 50-80

Neperforovaná naparovacia miska

pre parnú rúru DG 7000, ako aj parnú rúru s mikrovlnkou DGM 6000/7000.

EAN: 4002515603994 / Číslo materiálu: 10168230 / Číslo starého materiálu: 23996121EU1



- Na prípravu jedál v omáčkach, vo vývaroch či vode
- Napr. na prípravu cestovín, ryže, polievok a nákypov
- Objem: 4,2 l, užitočný objem: 3,6 l
- Vonkajšie rozmery Š x H x V: 375 x 197 x 80 mm
- Nevhodné pre mikrovlnnú prevádzku!