

DGG 100-40

Neperforovaná naparovacia miska

pre parnú rúru DG 7000, ako aj parnú rúru s mikrovlnkou DGM 6000/7000.

EAN: 4002515604007 / Číslo materiálu: 10170290 / Číslo starého materiálu: 23996123EU1



- Na prípravu jedál v omáčkach, vo vývaroch či vode
- Napr. na prípravu cestovín, ryže, polievok a nákyrov
- Objem: 4,0 l, Úžitkový objem: 3,4 l
- Vonkajšie rozmery Š x H x V: 375 x 394 x 40 mm
- Nevhodné pre mikrovlnnú prevádzku!