

DGGL 100-40

Perforovaná naparovacia miska

pre parnú rúru DG 7000, ako aj parnú rúru s mikrovlnkou DGM 6000/7000.

EAN: 4002515604083 / Číslo materiálu: 10170300 / Číslo starého materiálu: 23996124EU1



- Na varenie zeleniny, rýb, mäsa a zemiakov bez vývarov
- Perfektné na rozmrazovanie potravín
- Objem: 4,0 l, Úžitkový objem: 3,4 l
- Vonkajšie rozmery Š x H x V: 375 x 394 x 40 mm
- Nevhodné pre mikrovlnnú prevádzku!