

GP CL DGC 251 L
DGClean 250 ml
pre najlepšie výsledky čistenia kombinovaných parných rúr

EAN: 4002515604502 / Číslo materiálu: 10172710 / Číslo starého materiálu: 23996125EU1



- Ultrasilné odstraňovanie tukov bez rušivého vytvárania pachu
- Čistenie bez námahy vďaka stabilnej príľnavosti
- Perfektná príľnavosť aj na zvislých plochách
- Bezpečné pre potraviny
- Najlepšia starostlivosť pre dlhoročnú spoľahlivosť