

GP CL KM 0252 L

Čistič na sklokeramiku a nerez, 250 ml
pre najlepšie výsledky čistenia a bezpečné použitie.

EAN: 4002515605738 / Číslo materiálu: 10173150 / Číslo starého materiálu: 22996291EU4



- Najlepší výrobok na trhu — víťaz testu vo Švajčiarsku
- Rázne odstráni masné alebo pripečené nečistoty a škvrny od vody
- Zanecháva ochranný povlak, ktorý uľahčuje následné čistenie
- Šetrné čistenie vďaka jemnému kryštalickému zloženiu
- Nepoužívať pre CleanSteel alebo PerfectClean
- Najlepšia starostlivosť pre dlhoročnú spoľahlivosť