

NB TD 0011

Doplňovací zásobník 1  
na dávkovanie bežných pracích prostriedkov v práčkach TwinDos.

EAN: 4002515631768 / Číslo materiálu: 10223070 / Číslo starého materiálu: 11997091D



- Priehľadný zásobník s úžitkovým objemom 1,5 l
- Možnosť plnenia tekutými pracími prostriedkami alebo avivážou
- Na vyplachovanie dávkovacích vedení TwinDos
- Pre vybrané modely Miele W1 TwinDos