

GP DC DDG 1001 L

Systémový čistič a odvápnovač, 1000 ml  
na odvápnenie tlakových parných rúr.

EAN: 4002515649763 / Číslo materiálu: 10265450 / Číslo starého materiálu: 23996126EU1



- Dôkladné odstránenie vápenatých usadenín
- Vysoká účinnosť a pritom šetrné odvápnenie
- Bezpečné použitie — špeciálne zloženie Miele
- Žiadne zvyšky chémie po odvápnení
- Najlepšia starostlivosť pre dlhoročnú spoľahlivosť