


KFR 20060 PF

Polica na fľaše

pre bezpečné, priestorovo úsporné skladovanie fliaš v chladničke.

EAN: 4002515693377 / Číslo materiálu: 10363580 / Číslo starého materiálu: 36996097EU1



- Pre prístroje K 20 000 s vnút. priest. XL a zónou PerfectFresh
- Na vodorovné a nehybné uskladnenie, napr. vína
- Variabilné použitie na rôznych úrovniach zasunutia
- Z pochrómovaného kovu
- Až na 9 fliaš, podľa veľkosti a tvaru