

KWNS 28462 E

Voľne stojaca chladnička s mrazničkou
s dvoma zónami na temperovanie vína a IceMaker pre max. pôžitok a pohodlie.



- Rozličné vína perfektne temperované – dve teplotné zóny
- Optimálne a bezúdržbové osvetlenie vnútorného priestoru vďaka LED
- Už žiadne namrzanie a následné rozmrazovanie vďaka NoFrost
- Čerstvé kocky ľadu z IceMakeru s príp. na prívod čerstvej vody



EAN: 4002515954621 / Číslo materiálu: 10805200 / Číslo starého materiálu: 38284620EU1

Kategória prístroja	
Kombinácia chladničky s mrazničkou	•
Prevedenie	
Voľne stojaci prístroj	•
Doraz dvierok	vľavo
Možnosť zmeny dorazu dvierok	•
S možnosťou postavenia Side-by-Side	•
Dizajn	
Farba opláštenia	Nerez CleanSteel
Farba čelnej strany	Nerez CleanSteel
Osvetlenie chladiacej zóny	LED
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo	XKS 3100 W
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
Vnútorný priestor XL	•
SoftClose	•
Výrobnik ľadu s pripojením na prívod čerstvej vody (IceMaker)	•
Pomôcka na otváranie dvierok	Click2open
Systém Silence	•
Počet drevených roštov	4
Ovládanie	
Koncept ovládania	FreshTouch
Možnosť vypnúť chladiacu časť	Áno
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu	Ne
SuperFrost	•
Počet teplotných zón	3
Min. nastaviteľný teplotný rozsah v °C	5
Režim Sabat	•
Mrazička/mraziaca zóna	
Počet mraziacich zásuviek	5
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	D
Ročná spotreba energie v kWh	187,25
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,51
Bezpečnosť	
Blokovacia funkcia	•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok	•
Akustický alarm pri výkyve teploty mraziacej časti	•
Akustický alarm pri výkyve teploty	•
Optický alarm pri nedovretí dvierok	•
Optický alarm pri výkyve teploty	•
Indikácia pri výpadku prúdu pre mraziacu časť	•
Technické údaje	
Šírka prístroja v mm	600
Výška prístroja v mm	1850
Hĺbka prístroja v mm	685

KWNS 28462 E

Voľne stojaca chladnička s mrazničkou
s dvoma zónami na temperovanie vína a IceMaker pre max. pôžitok a pohodlie.



EAN: 4002515954621 / Číslo materiálu: 10805200 / Číslo starého materiálu: 38284620EU1

Hmotnosť v kg	100,5
Klimatická trieda	SN-T
Chladiaca zóna v l	156
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	133
Temperujúca zóna vinotéky v l	156
Celkový úžitkový objem v l	289
Miesto pre uloženie niekoľkých 0,75 l fliaš Bordeaux	46 fliaš
Doba skladovania pri poruche v h	16
Kapacita mrazenia v kg/24 h	9,00
Trieda hlučnosti (A-D)	C
Hlučnosť v dB(A) re1pW	37
Príkon v miliampéroch (mA)	1400
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,1

Dodávané príslušenstvo

Akumulátory chladu

•

KWNS 28462 E

Voľne stojaca chladnička s mrazničkou

s dvoma zónami na temperovanie vína a IceMaker pre max. pôžitok a pohodlie.

