

Ersatzteile Küche  
Rukovář  
pre dvierka chladničiek

EAN: 4002515982327 / Číslo materiálu: 10851200 / Číslo starého materiálu:



- s dodatočnou naparovacou funkciou
- Pozor – zmena materiálu:
- zobrazené komponenty sa môžu líšiť od originálu
- pre (K)FN1xxxx, FN2x0xx, K1x82x, K124xx, KD(N)12xxx,
- pre KT(N)12x2x, KTN14840, KWL4912, KWTD1xxxx