

GP CC 001 C

AutoCleaner

na plnoautomatické čistenie plnoautomatických kávovarov Miele.

EAN: 4002516104407 / Číslo materiálu: 10971380 / Číslo starého materiálu: 29996914EU2



- Obsah: 4 kusy
- Účinne odstraňuje zvyšky zo sparovacej jednotky
- Dodatočné čistenie systému rozvodu mlieka
- Jedno balenie vydrží cca 1 rok
- Najlepšia starostlivosť pre dlhoročnú spoľahlivosť